



Der Versorgungsablauf

Nach ausführlicher Anamnese erfolgt die individuelle Anpassung der Orthese. Innerhalb weniger Tage wird die R.E.O. soweit verändert, dass der Daumen im Grundgelenk wieder frei beweglich ist. Außerdem wird der Pelottenwinkel so verändert, dass sich der Gelenkspalt verbreitert. Erst danach zeigt die Orthese ihre volle Wirkung. Der abschließende Kontrolltermin erfolgt nach einer weiteren Woche. Nach drei, sechs und neun Monaten finden die Nachsorgetermine statt.

Wir empfehlen unseren Kunden die R.E.O. so lange wie möglich am Tag und in der Nacht zu tragen. Zur täglichen Körperpflege und Desinfektion kann sie abgelegt werden. Nach etwa einem Jahr kann die Orthese aus Carbon gefertigt werden.


Hauptsitz Dillingen

Hans-Geiger-Str. 2
89407 Dillingen
Tel. 09071 5868-0



Filiale Augsburg

Karlstr. 12
86150 Augsburg
Tel. 0821 4551040



Filiale Neu-Ulm

Donaustr. 4
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 7253330



mail@hilscher.de
www.hilscher.de

hilscher | 
DAS SANITÄTSHAUS

Den Schmerz nehmen!

Neue Orthese bei
Rhizarthrose



R.E.O.-
Orthese:
Wir beraten
exklusiv!

hilscher | 
DAS SANITÄTSHAUS



Beratung zur
R.E.O. auch für
Ärzte und
Physiothera-
peuten

R.E.O. – Kompetente Behandlung von Rhizarthrose

Rhizarthrose ist die am häufigsten vorkommende Verschleißerkrankung des Daumensattelgelenks. Bedingt durch Alter und Beanspruchung verursacht sie intensive Schmerzen, so dass die Betroffenen oftmals nicht mehr in der Lage sind fest mit dem Daumen zu greifen. Einfache Tätigkeiten wie Flaschen öffnen, eine Zahnpastatube ausdrücken oder etwas greifen löst starke Schmerzen aus.

Was ist die R.E.O.?

Die Rhizarthrose Extensions Orthese (R.E.O.) ist ein gebrauchsmustergeschütztes, orthopädisches Hilfsmittel, das von Orthopädiemechaniker-Meister Herbert Seidel entwickelt wurde. Sie setzt genau dort an, wo die Schmerzen entstehen und ist zur konservativen Behandlung von Rhizarthrose-Patienten geeignet, wenn eine vorherige Versorgung mit industriell gefertigten Hilfsmitteln nicht ausreichend oder sogar hinderlich war.

Wie wirkt die neue Orthese?

Im Gegensatz zu allen anderen bisherigen Daumenorthesen bleibt bei der R.E.O. sowohl der Daumen als auch das Handgelenk frei. Anstatt Zug am Daumen auszuüben, wird mittels einer flügelartigen Pelotte die Belastung durch einen schiebenden Druck vom Daumensattelgelenk auf den Orthesen-Körper umgeleitet. Der durch die Arthrose verkleinerte Gelenkspalt wird dadurch wieder verbreitert und somit das schmerzende Gelenk druckentlastet.

Damit gelingt in den meisten Fällen eine sofortige Linderung der Schmerzen bis hin zu Schmerzfreiheit. Durch diese individuell für Sie gefertigte, biodynamische Versorgung können Sie endlich wieder schmerzfrei arbeiten und die Hand ganz normal bewegen.

Beratung und Herstellung

Das Sanitätshaus Hilscher ist lizenzierter Partner und exklusiver Anbieter der R.E.O. im Regierungsbezirk Schwaben.

Wenn Ihre bisherigen Behandlungsversuche mit Orthesen nicht erfolgreich, so können unsere Orthopädietechniker vom Sanitätshaus Hilscher – die speziell zur Herstellung der R.E.O. fortgebildet und geschult wurden –, innerhalb weniger Minuten klären, ob die R.E.O. Ihnen gegen Ihre Rhizarthrose-Schmerzen helfen kann.

Sowohl Betroffenen wie auch Ärzten und Physiotherapeuten möchten wir diese Orthese näher bringen. Dazu informieren und beraten wir Sie gerne persönlich in unseren Filialen in Dillingen, Augsburg und Neu-Ulm.

Sprechen Sie uns an!